



## Das SmartLiberty-System Informationsflyer

SmartLiberty SA ist der Leader für mobile, digitale Sicherheits- und Kommunikationssysteme im Bereich der Langzeitpflege.

Durch unser Engagement verbessern wir die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen und entlasten das Pflegefachpersonal bei ihren täglichen Aufgaben. Wir vereinfachen den Einsatz moderner Technologie und setzen sie auf ethische und menschliche Weise um. Ziel ist es, mehr Zeit für die Pflege zu schaffen, indem die richtigen Informationen in Echtzeit an die richtigen Personen übermittelt werden.

Mit unserer Präsenz in der ganzen Schweiz sind wir nah bei unseren Kunden. Dank dieser Nähe wurde unsere Lösung mithilfe des Pflegefachpersonals entwickelt, SmartLiberty ist einfach zu bedienen, hochsicher und von Schweizer Qualität. Indem SmartLiberty den Menschen in den Mittelpunkt stellt, trägt es zur Verbesserung der Lebensqualität der Bewohnenden im Betrieb bei und ermöglicht den Mitarbeitenden ein effizientes Arbeiten.

SmartLiberty ist auch ein mehrsprachiges Team von 50 motivierten Mitarbeitenden, mit einem R&D-Zentrum in der Schweiz, einer Produktion in Europa, einem Netzwerk von Partnern in der Schweiz und Europa und einem 24/7 Support.

## Der Bewohnerbadge und seine Funktionalitäten

Die Bewohnenden des Betriebes, welches mit dem SmartLiberty System ausgestattet ist, tragen üblicherweise einen Badge am Handgelenk, um den Hals oder an einem Gürtelclip. Der Bewohnerbadge hat folgende Hauptfunktionen:



### Der mobile Bewohnerruf

Durch einmaliges Drücken auf den mittleren Knopf wird ein Bewohnerruf ausgelöst. Dieser wird direkt auf die Smartphones der Pflegefachpersonen übermittelt. Somit sind Bewohnerrufe nicht mehr auf die Zimmer beschränkt, sondern können über den ganzen Rufbereich ausgelöst werden. Der Bewohnerbadge ist mit einer Beruhigungs-LED ausgestattet, die den Status des Alarmes anzeigt (rot, blau, grün).



### Echtzeitortung

Das System ermöglicht, nach Rücksprache mit den Angehörigen oder dem Bewohnenden, eine Echtzeitortung über den Bewohnerbadge. Durch Auslösen eines Alarmes wird die Ortung aber in jedem Fall aktiviert. Dies ist von grossem Vorteil für die Pflegefachpersonen, die immer sofort wissen in welchem Bereich der Alarm ausgelöst wurde. Solange der Alarm anstehend ist, aktualisiert sich zudem der Standort des Bewohnenden automatisch.



### Weglaufschutz

In gewissen Fällen wird bei Bewohnenden, nach Rücksprache mit den Angehörigen, ein Weglaufschutz aktiviert. Durch diese Funktion wird beim Verlassen einer nicht autorisierten Zone beim zuständigen Personal ein Alarm ausgelöst. Der Vorteil dabei ist, dass Bewohnende, mit Weglauftendenzen nicht eingesperrt werden müssen und trotzdem in einer für sie sicheren Umgebung leben können.

## Die spezialisierten Arbeitsinstrumente

### Das Smartphone

Das Smartphone ist ein Arbeitsgerät, welches von unseren Experten konfiguriert und mit den nötigen Anwendungen ausgestattet wird. In den meisten Fällen sind die Smartphones der Mitarbeitenden gesperrt und der Zugang zum Internet und andere Anwendungen ist nicht möglich. Es werden auch keine persönlichen Daten oder Fotos auf den Endgeräten gespeichert.



### Alarm-Anzeigen

Das Alarmdisplay wird an Schlüsselstellen im Betrieb positioniert und bietet einen Überblick aller Alarme, die im Betrieb gerade aktiv sind. Es ist zugleich auch die Redundanz im Falle eines Netzwerkausfalles des Handynetzes.



### Personalbadge

Um den menschlichen Kontakt zu gewährleisten, kann der Alarm nur über den Personalbadge quittiert werden, wenn die Pflegefachperson sich in der Nähe (50cm) des Bewohnenden befindet. Diese Funktion dient in erster Linie dazu, den Kontakt zwischen dem Bewohnenden und der Pflegefachkraft aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird hiermit sichergestellt dass eine Intervention/Pflege stattgefunden hat.



Für zusätzliche Informationen  
besuchen Sie unsere Webseite  
[www.smartliberty.ch](http://www.smartliberty.ch)

