

SMARTLIBERTY

— MORE TIME FOR CARE —



## Le système SmartLiberty Flyer d'informations

SmartLiberty SA est le leader pour les systèmes mobiles, digitaux de sécurité et de communication dans le marché des soins de longue durée.

Par notre engagement, nous améliorons la qualité de vie des personnes dépendantes et soulageons le personnel soignant dans ses tâches quotidiennes. Nous simplifions l'utilisation des technologies modernes et la mettons en œuvre de manière éthique et humaine.

Présents dans toute la Suisse, nous sommes proches de nos clients. Grâce à cette proximité, notre solution a été conçue avec l'aide du personnel soignant. SmartLiberty est simple à utiliser, hautement sécurisé et de qualité suisse. En mettant l'humain au centre, SmartLiberty contribue à l'amélioration de la qualité de vie des résidents de votre établissement et permet à votre personnel de travailler de façon efficiente.

SmartLiberty, c'est également une équipe plurilingue de 40 collaborateurs motivés, un centre de R&D en Suisse, une production en Europe, un réseau de partenaires en Suisse et en Europe et un support 24/7.

## Le badge résident et ses fonctionnalités

Les résidents de l'établissement équipé du système SmartLiberty portent généralement un badge au poignet, autour du cou ou sur un clip de ceinture. Le badge résident a les fonctions principales suivantes :



### L'appel résident mobile

En appuyant une fois sur le bouton central, un appel résident est déclenché. Celui-ci est transmis directement sur les smartphones du personnel soignant. Ainsi, les appels résidents ne sont plus limités aux chambres, mais peuvent être déclenchés sur tout le périmètre. Le badge résident est également équipé d'une lampe de tranquillisation qui indique le statut de l'alarme (rouge, bleu, vert).



### Localisation en direct

Avec le consentement des proches ou du résident, le système permet une localisation en temps réel via le badge. Lorsqu'une alarme est émise, la localisation s'active dans tous les cas. C'est un grand avantage pour le personnel soignant qui sait toujours immédiatement dans quel secteur l'alarme a été déclenchée. De plus, tant que l'alarme est en cours, la localisation du résident s'actualise automatiquement.




### Gestion de l'errance

Dans certains cas, une protection contre les fugues est activée pour les résidents, après consultation de leurs proches. Grâce à cette fonction, une alarme est déclenchée auprès du personnel responsable lorsqu'un résident quitte une zone qui ne lui est pas autorisée. L'avantage est que les résidents ayant tendance à fuguer n'ont pas besoin d'être enfermés et peuvent néanmoins vivre dans un environnement sûr pour eux.

## Les outils de travail spécialisés

### Le Smartphone

Le smartphone est un outil de travail qui est configuré par nos experts et équipé des applications nécessaires. Dans la plupart des cas, les smartphones des collaborateurs sont verrouillés et l'accès à Internet et à d'autres applications n'est pas possible. Aucune donnée personnelle ou photo n'est enregistrée sur les appareils.



### Afficheur d'alarmes

L'afficheur d'alarmes est placé à des endroits clés de l'établissement et offre une vue d'ensemble de toutes les alarmes actuellement actives dans le bâtiment. Il sert également de redondance en cas de panne du réseau mobile.



### Badge personnel

Afin de garantir le contact humain, l'alarme ne peut être quittancée via le badge personnel que si le soignant se trouve à proximité (50cm) du résident. Cette fonction sert en premier lieu à maintenir le contact entre le résident et le personnel soignant. Elle permet également de s'assurer qu'une intervention a bien eu lieu.



Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur notre site  
[www.smartliberty.ch](http://www.smartliberty.ch)

