




APPEL D'ASSISTANCE

Le badge personnel dispose d'une fonction d'appel d'assistance qui transmet aux collègues une alarme et la localisation du soignant-e qui appelle. Cette fonction est particulièrement utile en cas de chute d'un résident. Une fois l'aide apportée, le professionnel venu en aide, quitte l'alarme sur son badge. L'alarme est également enregistrée pour une traçabilité complète.



Appel SOS

Une alarme SOS déclenchée est affichée comme prioritaire dans l'application de votre personnel. Les niveaux d'escalade sont courts et le groupe qui est averti est plus important que pour les autres alarmes. Cette fonction est par exemple utilisée en cas d'alarme de réanimation.

Dans certains cas, le mode «psychiatrie» peut être configuré ici. Dans ce cas, les lumières LED du badge du personnel sont désactivées, ce qui évite qu'un résident déjà instable ou vulnérable ne soit en plus irrité par les lumières clignotantes.

